

A medical professional in a white coat and green pants is examining a patient's leg. The patient is seated in a modern, brown leather Lasata patient recliner. A digital screen above the patient displays a video call with another person. The background shows a clinical setting with cabinets.

# Lasata patient recliner

Instructions

**carolina**  
an OFS company

[carolina.ofs.com](http://carolina.ofs.com)

800.763.0212

05.23

A medical professional in a white coat and green pants is examining a patient's knee while seated in a modern, reclining patient chair. The patient, a woman with blonde hair, is seated in the chair, facing the doctor. In the background, a monitor on a stand displays a video call with another person. A 3D anatomical model of a human leg is also visible on the screen.

# Lasata reclinable del paciente

Instrucciones

**carolina**  
an OFS company


[carolina.ofs.com](http://carolina.ofs.com)

800.763.0212

05.23


### Dual sided central locking caster pedals

- With foot, apply pressure on the red lock symbol. By design, all four casters lock securing the recliner in a locked position.
- With foot, apply pressure on the green unlock symbol. The casters will unlock when in the neutral, level position of the pedal




## Pedales con ruedas de bloqueo central de doble cara

- Con el pie, aplique presión sobre el símbolo del candado rojo. Por diseño, las cuatro ruedas se bloquean asegurando el sillón reclinable en una posición bloqueada.
- Con el pie, aplique presión sobre el símbolo verde de desbloqueo. Las ruedas se desbloquearán cuando estén en la posición neutra y nivelada del pedal




### **Foot ottoman handle**

- Using your hand, grip the foot ottoman handle and rotate from front to back of the recliner for foot ottoman to extend
- Using your hand, grip the foot ottoman handle and rotate from back to front of the recliner to close the foot ottoman




## Otomana de pie

- Con la mano, agarre el pie de la otomana y gire de adelante hacia atrás del sillón reclinable para que la otomana se extienda
- Con la mano, agarre el pie de la otomana de pie y gire de atrás hacia adelante del sillón reclinable para cerrar la otomana de pie




### Dual back recliner activation paddles

- Located under each arm, press the paddles for back to activate and recline
- Located under each arm, press the paddles for back to activate to return to upright position




## **Paletas de activación reclinables con respaldo doble**

- Ubicado debajo de cada brazo, presione las paletas hacia atrás para activar y reclinarse
- Ubicado debajo de cada brazo, presione las paletas para que la espalda se active y regrese a la posición vertical



### Dual sided trendelenburg pedal

- Begin with the unit fully reclined and the foot ottoman extended. To activate, step on trendelenburg foot pedal (heart) while applying pressure on the recliner's back to lock into Trendelenburg position.
- To return recliner to its normal reclined position press down on trendelenburg pedal and recliner automatically return to normal position



*Trendelenburg is not offered on the bariatric models*

## Pedale trendelenburg de doble cara


- Para operar la función de trendelenburg, presione hacia abajo el pedal (corazón) de trendelenburg mientras empuja hacia abajo en la parte posterior de este sillón reclinable de bloqueo a la posición de trendelenburg
- Para devolver el sillón reclinable a su posición reclinada normal, presione el pedal de trendelenburg y el sillón reclinable regresará automáticamente a la posición normal



*Trendelenburg no se ofrece en los modelos bariátricos*

### Dual sided pivoting arm lock



- In the down position, the arm is completely locked
- For the arm to pivot up, simply push inward on the arm lock while lifting the pivoting arm upward. Release the arm lock once the arm is lifted
- Once placed in down position, the arm will automatically re-lock



*Dual-sided pivoting arms is a model in the Lasata series. All Lasata recliners are also offered without this feature. Dual-sided pivoting arms are not offered on bariatric models, they remain stationary.*

### Bloqueo de brazo giratorio de doble cara

- En la posición hacia abajo, el brazo está completamente bloqueado.
- Para que el brazo gire hacia arriba, simplemente empuje hacia adentro el bloqueo del brazo mientras levanta el brazo giratorio hacia arriba. Suelte el bloqueo del brazo una vez que se levanta el brazo.
- Para que el brazo gire hacia arriba, simplemente empuje hacia adentro el bloqueo del brazo mientras levanta el brazo giratorio hacia arriba. Suelte el bloqueo del brazo una vez que se levanta el brazo. Una vez colocado en posición baja, el brazo se volverá a bloquear automáticamente.



*Los brazos pivotantes de doble cara son un modelo de la serie Lasata. Todos los sillones reclinables Lasata también se ofrecen sin esta característica. Los brazos pivotantes de doble cara no se ofrecen en los modelos bariátricos; permanecen estacionarios.*

## **Care and maintenance**

Carolina products are manufactured with careful attention to detail and with an on-going commitment to achieve a level of quality that is free of defects in materials and workmanship, given normal use and proper care.

Carolina offers an extensive program of graded-in textiles. Regular cleaning of the chair will enhance longevity of the product.

Activate chair mechanisms periodically to ensure proper function of moving parts.

## **Safety information**

- Do not sit on arms
- Do not sit on extended foot ottoman
- Close the foot ottoman when not in use
- Do not use recliner as patient transport
- Do not lift the chair by the outside back
- Keep casters locked when not in use
- Do not remove this tag

For more information refer to warranty, terms and conditions on our website.



## **Cuidado y mantenimiento**

Los productos de Carolina se fabrican con cuidadosa atención a los detalles y con un compromiso continuo para lograr un nivel de calidad libre de defectos en materiales y mano de obra, dado el uso normal y el cuidado adecuado.

Carolina ofrece un extenso programa de textiles calificados. La limpieza regular de la silla aumentará la longevidad del producto.

Active los mecanismos de la silla periódicamente para garantizar el correcto funcionamiento de las piezas móviles.

## **Información de seguridad**

- No te sientes en los brazos
- No te sientes en una otomana de pie extendido
- Cierre la otomana de pie cuando no esté en uso
- No utilice el sillón reclinable como transporte del paciente
- Mantenga las ruedas bloqueadas cuando no estén en uso
- No elimines esta etiqueta

Para obtener más información, consulte la garantía, los términos y condiciones en nuestro sitio web.

